

EASI-SCOPE – trådlöst mikroskop

MÅL: Undersöka olika naturmaterial, insekter och småkryp. Stärka barnets/elevens förhållande till och känslan om naturen.




ANVISNINGAR:

- Ladda ner appen XPLOVIEW.
- Öppna appen och sätt på mikroskopet.
- Gå till **Inställningar-Wi-Fi** på iPaden och välj mikroskopets nätverk (**xploviev_4275B4**).
- Första gången man använder mikroskopet med iPaden måste man skriva in lösenordet **12345678**.
- Se en introduktionsfilm om hur man använder mikroskopet här <https://youtu.be/uvbUyg5Tgos>

FÖRBEREDELSE OCH MATERIAL:

- iPad med appen Xploviev.
- Easi-scope mikroskopet.
- Något att undersöka.



TIDSÅTGÅNG:

- Användning enligt överenskommelse.



DET HÄR ÖVAR DU: Läs om [kunskapsbeskrivningarna](#) för digital kompetens, medieläskunnighet och programmering.