

Työpohja 1a - Pipetin käyttö ja laimentaminen



Pisarat	Työalue
10 pisaraa värjättyä vettä	
8 pisaraa värjättyä vettä + 2 pisaraa puhdasta vettä	
5 pisaraa värjättyä vettä + 5 pisaraa puhdasta vettä	
2 pisaraa värjättyä vettä + 8 pisaraa puhdasta vettä	
10 pisaraa puhdasta vettä	

+ Selvitä lopuksi, kuinka monta pipetin pisaraa menee yhteen millilitraan (ml).