

Näyte
nielusta
esim. A-
sterptokokki

Tarvikkeet:

- Tehdaspuhtaat käsineet
- Suu-nenäsuojus
- Lisävalo näkyvyyttä parantamaan
- Spaatteli
- Näytteenottotikku, esim. geelikuljetusputki

Asiakkaan valmistelu

Syömättä ja juomatta miel tunti
ennen näytteenottoa

Samoin desinfioivien
kurkkupastillien imeskely tai
suuhuuhteiden käyttö

Kerrotaan asiakkaalle miten näyte
otetaan, ja että voi aiheuttaa
yökkäysreaktion


Pyydetään asiakasta hengittämään
rauhallisesti nenän kautta
näytteenoton ajan

Näytteenotto


- Asiakas avaa suunsa täysin auki
- Kieltä voi painaa tarvittaessa spaattelilla alaspäin
- Asiakasta voi pyytää sanomaan "AAA", jolloin tonsillat saa esille
- Eritettä kerätään tikkuun molemmista tonsilloista ja takanielusta
- Pyöritellään tikkua, jotta saadaan mahdollisimman paljon näytettä
- Takanielusta, jos tonsillat poistettu
- Varotaan osumasta tikulla muualle suuhun, jotta näytteeseen ei tule tutkimista haittaavia normaaliflooran bakteereja

Nielunäyte

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



pumpulituppo



Throat is swabbed
in the area of
the tonsils

Tonsil