

Langattoman Easi-Scopen käyttö

Easi-Scopen yhdistämiseksi tulee laitteeseen asentaa xploview-niminen sovellus, päiväkotien iPadeille tai Android-laitteille.

Asennuksen jälkeen seuraa alla olevia ohjeita.

1. Käynnistä langaton Easi-Scope painamalla pitkään virtapainiketta.



2. Avaa tabletista tai älypuhelimesta Asetukset ja Wi-Fi. Laita Wi-Fi päälle.
3. Käytettävissä olevien verkkojen listaukseen tulee näkyviin xploview_-alkuinen verkko. Napauta liittyäksesi siihen. Salasana on oletuksena 12345678.



4. Laitteeseen saattaa tulla ilmoitus, jonka mukaan xploview-verkko ei ole yhteydessä internetiin. Tästä ei tarvitse välittää. Jos laite kysyy, muodostetaanko tai säilytetäänkö yhteys, valitse Kyllä.
5. Avaa xploview-sovellus. Easi-Scopen välittämä kuva tulee näkyviin ruudulle.



6. Kuvaa pystyy tarkentamaan Easi-Scopen yläosaa kääntämällä.
7. Voit ottaa Easi-Scopella kuvia painamalla kameran kuvaa joko Easi-Scopen päältä tai xploview-sovelluksessa.

Toisinaan yhteys Easi-Scopen ja laitteen välillä saattaa pätkiä tai hidastella. Kokeile tällöin käynnistää Easi-Scope uudestaan.