

Ohje käytössä: Kaikissa hengitystienäytteitä ottavissa yksiköissä 8.6.2020

COVID19-EPÄILYPOTILAAN HENGITYSTIENÄYTTEIDEN PAKKAAMISEN PIKAOHJE (HUS sisäinen kuljetus)

1. Puhdista näyteputki näytteenoton jälkeen etanolilla tai desinfektioliinalla ja tarkasta, että **putki on kokonaan kuiva ennen kuin kiinnität siihen pyyntötarran**.
2. Pakkaa jokainen hengitystienäyte yksitellen salpapussiin (esim. minigrip). **Naru-pussi ei käy!** Yksi putki / pussi, ei lähetteitä tai irtotarroja pussiin. Potilas- tai pyyntötarroja ei tarvitse laittaa pussiin.
3. Pakkaa salpapussi toiseen isompaan salpapussiin, tähän pussiin voi laittaa monta näytepusssia. Pussiin pelkästään pieniä näytepusseja tai kuljetusputkia, ei sellua tai tarroja tms.
4. Merkitse isomman pussin päälle **päivämäärä ja näytteiden kiireellisyysluokitus** seuraavilla koodeilla:
 - TEHO = teho- ja valvontaosaston näyte, elinluovuttajan näyte
 - POT = muut sairaalahoitoiset
 - TYÖ = terveydenhuollon työntekijöiltä otetut näytteet
 - muihin esim. avohoidon näytteisiin ei merkitä mitään
5. Voit pakata pussit mustaan aluekuljetuslaukkuun. Merkitse pussit kohdan 4 mukaisin merkinnöin. Laukku merkitään tarralla **"INFEKTIOHÄLYTYS"**.
 - Vaihtoehtoisesti pakkaa näytepuski keltamustaraitalaatikkoon ja merkitse laatikon päälle kohdan 4 mukaiset merkinnät ja **"INFEKTIOHÄLYTYS"**.
 - Mikäli kyseessä on pikadiagnostiikkänäyte, niin laatikon päälle merkitään lisäksi **"pocCV19"**. Elinsiirtoon tulevien potilaiden näytteet merkitään **"Tx-pocCV19"**.
6. Yhteen kuljetuslaatikkoon saa pakata vain yhden hoitopaikan **hengitystienäytteitä**.
7. **Näytepaketteja ei saa lähettää putkipostilla**. Muut näytelaadut kuin hengitystienäytteet kuljetetaan tavallisesti laboratorioon.
8. **Näytteet toimitetaan sekä virka- että päivystysaikana HUSLAB-talon näytteiden vastaanottoon:** Taksin ajo-osoite: HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto, Haartmaninkatu 1-3 Helsinki, sisäänajoramppi, K1-kerros.